

3M Science.
Applied to Life.™

Esthetic Restoration Solution

**Uno splendido sorriso
che lei non vede l'ora
di condividere.**



Perchè ogni tuo paziente lasci lo studio con uno splendido sorriso

I pazienti amano l'effetto finale di restauri ben lucidati. Ma, ottenere una brillantezza naturale di elevata qualità può richiedere molto tempo.

Cosa fare...sacrificare l'estetica per una più alta produttività? Oppure investire più tempo per creare uno splendido sorriso...perchè "è così che funziona"?

I giorni in cui era necessario impiegare molto tempo per ottenere dei restauri esteticamente belli sono finiti. Grazie alle nostre soluzioni per restauri estetici amerai quanto è semplice creare restauri naturali e brillanti.

Non essere sorpreso se si inizia a parlare del tuo eccezionale lavoro...perchè un bel sorriso è qualcosa che vale la pena di condividere.




La verità è che il composito che si utilizza può fare la differenza. Si può investire molto tempo nel lucidare la maggior parte dei compositi solo per accorgersi che la brillantezza iniziale non dura a lungo.

Oppure, hai la possibilità di creare, con le nostre soluzioni per restauri estetici, sorrisi che i tuoi pazienti ameranno. Grazie alla nanotecnologia di 3M, Filtek™ Supreme XTE è un composito facile da lucidare e che presenta un'insuperata conservazione della lucidatura.

In più, la nanotecnologia rende il composito universale Filtek Supreme XTE meravigliosamente resistente, e ti permette di utilizzarlo in ogni situazione e in ogni classe di carie.

E' davvero splendido avere a disposizione un composito in grado di fare tutto ciò.



Nanotecnologia. Per restauri meravigliosi e resistenti... ovunque.

Particelle di diamante. Per una meravigliosa lucentezza.

Una differenza evidente!

L'effetto finale di un restauro dipende dalla forma, dalle sfumature e dalla lucentezza ottenuta con la lucidatura finale.

Con 3M™ ESPE™ Sof-Lex™ Diamond Polishing System, puoi ottenere una lucentezza splendida simile a quella ottenibile con le paste diamantate, ma con la convenienza dei sistemi in gomma!

La spirale di pre-lucidatura Sof-Lex™ (beige) liscia e rimuove i graffi nei restauri che si formano durante la modellazione e prepara la superficie per una lucidatura ad elevata brillantezza.

La spirale diamantata Sof-Lex™ (rosa) permette di ottenere una brillantezza di elevata qualità.

E potete anche dimenticare la necessità di fermarvi per passare dalle punte tradizionali alle coppette, ai dischi e agli spazzolini. Le spirali flessibili si adattano a tutte le superfici dei denti, anteriori e posteriori, convesse e concave. Le spirali multi funzione possono essere sterilizzate e riutilizzate, rendendole così una scelta economica per la vostra attività.



Filtek™ Supreme XTE
Composito Universale
lucidato con Sof-Lex™
Diamond Polishing System



TPH Spectra® Universal
lucidato con
Enhance® Finishing System
e PoGo® Polishing System

E' possibile notare un riflesso più definito quando
Filtek™ Supreme XTE Composito Universale
è lucidato con Sof-Lex™ Diamond Polishing System.

1, 2, 3 ... Restauri estetici in 3 semplici passaggi:

Uno dei fattori di successo del sistema è l'esperienza senza precedenti di 3M nelle tecnologie abrasive. Abbiamo sfruttato questa competenza per creare un sistema per la lucidatura che massimizzi facilmente e con semplicità i vantaggi di Filtek™ Supreme XTE Composito Universale.

Filtek™ Supreme XTE
Composito Universale

1



Sof-Lex™ Spirale
di pre-lucidatura

2



Sof-Lex™ Spirale diamantata
per lucidatura

3



Informazioni per l'ordine



Semplici Estetici

Filtek™ Supreme XTE Composito Universale è conosciuto per la sua ampia gamma di colori e sfumature, ma la maggior parte dei restauri può essere effettuata con uno degli 8 colori Body.

A1B A2B A3B A3.5B

B1B B2B C1B C2B

Filtek™ Supreme XTE Composito Universale

Codice # Informazioni di prodotto

4911S	Filtek™ Supreme XTE Composito Universale Single Shade Intro Kit—Capsule Il Kit include: 40 capsule da 0.2g: 20 capsule colore A2 e 20 colore A3; Scheda tecnica; Istruzioni per l'uso
4910S	Filtek™ Supreme XTE Composito Universale Single Shade Intro Kit—Siringhe Il Kit include: 4 siringhe da 3 g – 2 siringhe colore A2 e 2 siringhe colore A3; Scheda tecnica; Istruzioni per l'uso

RICAMBI COLORI DENTINA

Ricambio	Codice #	Codice #
Colore	Siringhe	Capsule
A1D	4910A1D	4911A1D
A2D	4910A2D	4911A2D
A3D	4910A3D	4911A3D
A4D	4910A4D	4911A4D
B3D	4910B3D	4911B3D
C4D	4910C4D	4911C4D
White	4910WD	4911WD

RICAMBI COLORE SMALTO

Ricambio	Codice #	Codice #
Colore	Siringhe	Capsule
A1E	4910A1E	4911A1E
A2E	4910A2E	4911A2E
A3E	4910A3E	4911A3E
B1E	4910B1E	4911B1E
B2E	4910B2E	4911B2E
D2E	4910D2E	4911D2E
White	4910WE	4911WE
Extra White	4910XWE	4911XWE

RICAMBI COLORE BODY

Ricambio	Codice #	Codice #
Colore	Siringhe	Capsule
A1B	4910A1B	4911A1B
A2B	4910A2B	4911A2B
A3B	4910A3B	4911A3B
A3.5B	4910A3.5B	4911A3.5B
B1B	4910B1B	4911B1B
B2B	4910B2B	4911B2B
C1B	4910C1B	4911C1B
C2B	4910C2B	4911C2B
A4B	4910A4B	4911A4B
A6B	4910A6B	4911A6B
B3B	4910B3B	4911B3B
B5B	4910B5B	4911B5B
C3B	4910C3B	4911C3B
D2B	4910D2B	4911D2B
D3B	4910D3B	4911D3B
White	4910WB	4911WB
Extra White	4910XWB	4911XWB

RICAMBI COLORI TRANSLUCENTI

Ricambio	Codice #	Codice #
Colore	Siringhe	Capsule
Clear	4910CT	4911CT
Blue	4910BT	4911BT
Grey	4910GT	4911GT
Amber	4910AT	4911AT

RICAMBI COLORE SIRINGHE:

Include 1 siringa da 3g; Istruzioni per l'uso.

RICAMBI COLORE CAPSULE:

Ricambi Colore Dentina, Smalto e Traslucenti includono 10 capsule da 0,2g; Ricambi colore Body includono 20 capsule da 0.2; Istruzioni per l'uso-

Sof-Lex™ Diamond Polishing System

Codice # Informazioni di prodotto

5092-I	Sof-Lex™ Diamond Polishing System—Intro Kit Il Kit include: 5 Sof-Lex™ Spirali di Pre-Lucidatura (Beige); 5 Sof-Lex™ Spirali Diamantate per Lucidatura (Rosa); Istruzioni per l'uso; Scheda Tecnica
5090	Sof-Lex™ Spirali di Pre-Lucidatura —Ricambio Il Kit include: 15 Sof-Lex™ Spirali di Pre-Lucidatura (Beige); Istruzioni per l'uso
5091	Sof-Lex™ Spirali Diamantate per Lucidatura—Ricambio Il Kit include: 15 Sof-Lex™ Spirali Diamantate per Lucidatura (Rosa) ; Istruzioni per l'uso



www.3MESPE.it

3M

3M Oral Care
3M Italia srl
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)
02.70353537
www.3mitalia.it

I prodotti della linea Sof-Lex e Filtek sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso. Materiale tecnico-scientifico riservato al medico dentista e al personale sanitario.

3M, 3M Science. Applied to Life., ESPE, Filtek and Sof-Lex sono marchi registrati di 3M o 3M Deutschland GmbH. Usati sotto licenza in Canada. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà di altre aziende. © 2016 3M. Tutti i diritti riservati.